

Igła do Novop. 31G x 6mm NOVO FINE 7szt.



Cena: 4,99 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Dania
Opakowanie	7 szt.
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	NOVO NORDISK A/S
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Działanie i wskazanie Igły NovoFine® stanowią integralną część systemu do podawania insuliny firmy Novo Nordisk i mogą być używane do wszystkich wstrzykiwaczy firmy Novo Nordisk (NovoPen® 4 oraz NovoPen® Junior). W produkcji igieł NovoFine® wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia, zapewniająca doskonałość ostatecznego produktu. Technologia "cienkiej ścianki" pozwala na redukcję oporów przy przepływie insuliny. Łatwość wkłucia igieł NovoFine® zwiększa zastosowanie powłoki silikonowej, redukującej opory powstające przy przebijaniu skóry. Pamiętaj, że wszystkie igły NovoFine® są jednorazowego użytku! Po wykonaniu wstrzyknięcia powinny być usunięte, a do kolejnego zastrzyku należy założyć nową igłę. Kilkakrotne użycie tej samej igły może powodować: - odczuwanie bólu przy wkłuciu, - infekcje, - zniszczenia naskórka, - blokowanie przepływu insuliny (na skutek krystalizacji insuliny wstrzykiwanej poprzednio tą samą igłą). Pamiętaj, aby po wstrzyknięciu insuliny odkręcić zużytą igłę! Pozostawienie nieodkręconej igły na urządzeniu do podawania insuliny po wykonanym wstrzyknięciu, może powodować wyciek insuliny lub dostanie się powietrza do zbiornika z insuliną.