

Accu-Chek Performa Control roztwór kontrol 2x 2,5ml



Cena: 28,45 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	2 szt.
Postać	płyn
Producent/ Dystrybutor	ROCHE DIAGNOSTICS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Roztwór kontrolny glukozy służy do określania poprawności działania glukometrów Accu-Chek Performa. Opakowanie zawiera 2 buteleczki płynu, przeznaczone do testowania glukometru w zakresie hipoglikemii i hiperglikemii. Test z zastosowaniem płynu Accu-Chek Performa należy przeprowadzić, gdy: zaczynamy używać nowego glukometru, uczymy się samodzielnie wykonywać pomiar stężenia cukru przy pomocy glukometru, wymieniliśmy baterię w glukometrze, czyściliśmy glukometr, otworzyliśmy nowe opakowanie pasków testowych, mamy wątpliwości, co do prawidłowości działania glukometru, otrzymany wynik pomiaru krwi nie zgadza się z tym, jak faktycznie czujemy się w momencie badania. **Działanie** Do kontroli działania systemu Accu-Chek Performa za pomocą testów paskowych Accu-Chek Performa i do kontroli działania systemów Accu-Chek Inform II za pomocą testów paskowych Accu-Chek Inform II. Test z użyciem roztworu kontrolnego o znanej zawartości glukozy pozwala ustalić, czy system działa poprawnie i czy jest prawidłowo obsługiwany. Wyniki kontroli działania muszą mieścić się w dopuszczalnych przedziałach, aby można było wykonywać wiarygodne badania krwi. **Skład** Składnik Poziom 1 (Niski) Poziom 2 (Wysoki) Glukoza 0,06 % 0,30 % Bufor 4,84 % 4,84 % Sól biologiczna 3,39 % 3,39 % Konserwant 0,30 % 0,30 % Substancje niereagujące 10,01 % 10,01 % FD&C Niebieski #1 0,08 % 0,08 % Procent wagi/ waga