

## TIK'ALERT Test na boreliozę z krwi 1 szt.



Cena: 62,93 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	ZBADAJSIE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

Test na boreliozę Tik'alert to diagnostyczny, płytkowy test do domowego użytku wykrywający wczesną infekcję Borrelia (przeciwciała IgM) mogącej wystąpić po ukąszeniu kleszcza. Test przeprowadza się z krwi uzyskanej z niewielkiego nakłucia palca – tylko test z krwi może potwierdzić infekcję boreliozy u człowieka. Przeprowadzenie testu Tik'alert jest proste, a wynik uzyskujemy już po 10 minutach. Aby uzyskać najbardziej wiarygodny wynik, test na boreliozę najlepiej wykonać po 6 tygodniach od ukąszenia przez kleszcza (w okresie pomiędzy drugim a szóstym tygodniem po ukąszeniu organizm produkuje przeciwciała, wykrywane przez test). Przeprowadzenie testu na boreliozę polecane jest wszystkim osobom, które podejrzewają lub zauważyli ukąszenie kleszcza. Dodatkowo powinny wykonać go osoby, które często przebywają na świeżym powietrzu np. w parkach, lasach, ogródkach działkowych. **Wskazania** Wykonanie testu na boreliozę polecane jest wszystkim osobom, które zostały ukąszone przez kleszcza lub które podejrzewają, że takie ukąszenie mogło nastąpić. Wczesne objawy boreliozy mogą objawiać się m.in.: Wędrującym rumieniem lub zaczerwienieniem skóry w miejscu ukąszenia Objawami grypopodobnymi w tym, bólem mięśni i stawów, bólem głowy, gorączką Zaburzeniami czucia Wędrującym, przemijającym zapaleniem stawów Ogólnym osłabieniem **Działanie** Test na boreliozę Tik'alert pozwala wykryć wczesną infekcję Boreliozy (Borrelia, przeciwciał klasy IgM, które pojawiają się w pierwszej fazie infekcji) **Sposób użycia** Test domowego użytku na boreliozę najlepiej wykonać w przedziale od 6 tygodni do maksymalnie 12 miesięcy od ugryzienia kleszcza. Dokładna instrukcja wykonania testu znajduje się w opakowaniu. **Przeciwwskazania** Test nie powinien być wykonywany po kilkunastu miesiącach od ukąszenia, gdyż stężenie przeciwciał IgM spada i powstają przeciwciała IgG świadczące o infekcji przewlekłej. Testu nie należy wykonywać wcześniej niż 2 tygodnie od potencjalnego zakażenia. **Ostrzeżenia** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zawartość: W opakowaniu testu na boreliozę Tik'alert znajdują się: 1 ulotka z instrukcją użytkowania, 1 sterylny lancet (nakłuwacz) do pobierania krwi, 1 butelka z zakraplaczem zawierająca 1ml diluentu, 1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca: 1 płytkę testową, 1 plastikową pipetę, 1 saszetkę z pochłaniaczem wilgoci.