

Voltaren Max żel 180 g



Cena: 70,93 pln

Opis słownikowy

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Dawka | 0,0232 g/g |
| Kraj produkcji | Portugalia |
| Opakowanie | 180 g (tuba) |
| Postać | żel |
| Producent/ Dystrybutor | NOVARTIS CONSUMER HEALTH |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Diclofenacum |
| Wysyłka zamówienia | w 24 h |

Opis produktu

Voltaren MAX przynosi ulgę w bólu, redukuje stan zapalny i obrzęki występujące w okolicach mięśni i stawów. Voltaren MAX jest to biały, chłodzący, nietłusty, niebarwiący kremowy żel. **Działanie i zastosowanie** Voltaren MAX zawiera substancję czynną - diklofenak należący do grupy leków znanych, jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzędkowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwreżeń lub stłuczeń) bólu pleców ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. **Skład** **Substancją czynną leku jest** diklofenak dietyloamoniowy - 1 gram żelu zawiera 23,2 mg. Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, glikol propylenowy, kokoczylokaprylokapronian, parafina ciekła, makroglu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina, kompozycja zapachowa eukaliptusowa, butylohydroksytoluen (E 321), woda oczyszczona. **Sposób użycia i dawkowanie** Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę dla dorosłych i dzieci powyżej 14 lat. Lek działa przeciwbólowo do 12 godzin. Należy go stosować 2 razy na dobę (rano i wieczorem) na bolące miejsca. **Sposób stosowania** 1. W celu otwarcia tuby, przed pierwszym użyciem, należy odkręcić zakrętkę, nałożyć ją odwrotną stroną na zabezpieczenie i przekręcić, co umożliwi zdjęcie zabezpieczenia z tuby. 2. Następnie należy delikatnie wycisnąć niewielką ilość żelu z tuby i nałożyć na bolące lub spuchnięte miejsca, delikatnie wcierając w skórę. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: wystarczająca jest ilość żelu odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego. Podczas wcierania żelu odczuwalny jest delikatny efekt chłodzący. 3. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, chyba, że to właśnie one są miejscem leczonym.