


ALFA MED Płyn do płukania jamy ustnej 200 ml



Cena: 53,44 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	200 ml
Postać	płyn
Producent/ Dystrybutor	ATOS
Rejestracja	Kosmetyk
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Płyn **Alfa Med** dezynfekuje i nawilża jamę ustną, język oraz gardło. Jest też skutecznym preparatem do utrzymywania higieny jamy ustnej już po zakończeniu leczenia w warunkach domowych. Może również służyć do delikatnego zwilżania ust za pomocą jałowego tamponu. Przez cały czas może też uzupełniać lub zastępować pastę do zębów. **Wskazania**- dla osób przed, w trakcie i po terapii przeciwnowotworowej.- implantoprotetyka,- leczenie chirurgiczne chorób przyzębia,- poprotezowe stany zapalne,- ekstrakcje, infekcje jamy ustnej,- afty,- stany zapalne gardła.Płyn sprzyja procesom regeneracyjnym i wyraźnie skraca okres gojenia. Nie powoduje uczucia pieczenia w jamie ustnej, ma delikatny, naturalny, miętowy smak.**Działanie**Płyn Alfa Med dezynfekuje i nawilża jamę ustną, język oraz gardło. Jest też skutecznym preparatem do utrzymywania higieny jamy ustnej już po zakończeniu leczenia w warunkach domowych. Może również służyć do delikatnego zwilżania ust za pomocą jałowego tamponu. Przez cały czas może też uzupełniać lub zastępować pastę do zębów. Brak zawartości alkoholu i barwników oraz udowodnione proflaktyczne i lecznicze działanie poszczególnych jego składników pozwala na stosowanie go nawet w terapii pacjentów w wieku rozwojowym.**Składniki**Aqua, glycerin, linum usitatissimum seed extract, salvia officinalis extract, chamomilla recutita flower extract, arnica montana flower extract, rosmarinus officinalis leaf extract, panthenol, peg-40 hydrogenated castor oil, aroma, xylitol, allantoin, chlorhexidine digluconate, sodium saccharin**Zawartość**200 ml**Sposób użycia**Specjalistycznego płynu do płukania jamy ustnej Alfa Med nie trzeba rozcieńczać.Stosować można według wskazań lekarza. Jako miarki można użyć zakrętki od płynu.**Czas płukania**około 2-3 minuty.