

Aparat korekcyjny MARCIN I (na noc) lewy i prawy + ekspander 1 zestaw



Cena: 62,01 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	2 sztuki
Postać	zestaw
Producent/ Dystrybutor	NEURON S.C. JACEK JĘDRZEJCZAK REGINA RUDNICKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Wskazania Profesjonalny wyrób medyczny stosowany do zapobiegania i leczenia palucha koślawego oraz w rehabilitacji pooperacyjnej.

Właściwości - Aparat korekcyjny MARCIN pomaga w łagodzeniu bólu i zatrzymaniu rozwoju wady. Może być używany zarówno w trakcie snu jak i wypoczynku. Nie należy w nim chodzić. - Aparat ten, w przeciwieństwie do aparatów, w których można chodzić, umożliwi silniejsze odwodzenie palucha, przez co jego skuteczność jest znacznie większa. - W aparacie zastosowano elementy z naturalnej skóry, dzięki czemu aparat jest trwały i bezpieczny. **Głównym zadaniem EKSPANDERA jest** - zwiększenie skuteczności aparatów korekcyjnych MARCIN - a więc jeszcze lepsza walka z haluksami! - odbudowa prawidłowej struktury mięśni - poprawienie ruchomości dużego palca stopy **Sposób użycia** użytkowanie aparatu należy rozpocząć od jednej godziny w ciągu dnia, stopniowo wydłużając czas noszenia. Skuteczność i siła korekcyjna aparatu zależy od siły naciągnięcia rzepu – zaleca się więc STOPNIOWE jej zwiększanie. **Zawartość opakowania** - aparat na prawą stopę - 1 sztuka - aparat na lewą stopę – 1 sztuka - gumowy ekspander do ćwiczeń – 1 sztuka - instrukcja użytkowania z zestawem ćwiczeniem