

SALVEQUICK Textile Elastic Plaster 75 cm



Cena: 13,45 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	75 cm
Postać	plaster
Producent/ Dystrybutor	ORKLA CARE S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Charakterystyka Textile Elastic to elastyczny, mocno przylegający do skóry plaster tekstylny. Przeznaczony do stosowania na łokciach, kolanach, stawach. Ten oddychający plaster tekstylny jest odporny na brud. Opakowanie zawiera plaster do cięcia o długości 75 cm. **Jak stosować?** 1. Oczyszczyć ranę oraz skórę wokół i upewnić się, że jest sucha. 2. Upewnić się, czy nie jest zainfekowana. Przyklej plaster. 3. Codziennie zmieniaj plaster na nowy i przemywaj ranę, aby mieć pewność, że rana goi się prawidłowo i nie rozwija się zakażenie. Ponadto zmieniaj plaster, jeśli się zabrudzi lub przemoczy. **Kiedy stosować?** Plaster Textile Elastic przeznaczony jest do opatrywania mniejszych ran, np. drobnych zadrapań na kolanach i łokciach. **Zawartość opakowania** 75 cm x 6cm