

## Gensucare paski testowe 50 sztuk



Cena: 35,47 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	50 sztuk
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	BIOTON S.A.
Rejestracja	RX
Substancja czynna	Paski do oznaczania glukozy we krwi
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Paski Gensucare** stosowane są do pomiaru przy użyciu systemu monitorowania poziomu glukozy we krwi. Działanie systemu GensuCare polega na pomiarze niewielkiego prądu elektrycznego nego pojawiającego się w reakcji glukozy we krwi z odczynnikami w pasku testowym. **Działanie** Glukometr oblicza wartość tego prądu i przekształca ją na liczbowy wynik oznaczający poziom glukozy we krwi, który jest wyświetlany na ekranie urządzenia mobilnego. Wyniki badań wykonanych przy użyciu systemu GensuCare są równowazne z wynikami otrzymanymi z badań osocza. **Sposób użycia** Należy używać wyłącznie świeżej krwi pełnej włośniczkowej. Nie należy używać surowicy ani osocza. Szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich procedur, w tym pobrania próbek krwi, przedstawiono w instrukcji użytkownika dołączonej do systemu Gensucare.