

Cewnik urologiczny FOLEYA CH 26/30ml ROMED 1 sztuka



Cena: 4,93 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Holandia
Opakowanie	1 sztuka
Postać	cewnik
Producent/ Dystrybutor	VAN OOSTVEEN MEDICAL
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Cewnik Foley'a dwudrożny z plastikową zastawką i balonem wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu odpornego na załamania, silikonowana powierzchnia pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika. Cechy cewnika: -średnica cewnika CH 26 -pojemność balonika 30 ml -jałowy. **Działanie** Balonik o średnicy większej niż średnica cewki moczowej, wypełniany jest sterylną wodą i utrzymuje cewnik w pęcherzu. Duże otwory zapewniają efektywny drenaż i atraumatyczne wprowadzenie, okrągły kanał minimalizuje inkrustację i blokowanie się cewnika. **Sposób użycia** Wyrób przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego. Produkt jednorazowy. **Ostrzeżenia** Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.