

Capricare 2 mleko następne powyżej 6 miesiąca życia 400 g



Cena: 75,54 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	400 g (puszka)
Postać	mleko
Producent/ Dystrybutor	MIRALEX SP.Z.O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn.żyw.
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Mleko następne **Capricare 2** zostało stworzone w oparciu o naturalne walory pełnego mleka koziego, tak aby uzupełnić dietę dziecka w witaminy, składniki mineralne i odżywcze. Mleko następne Capricare jest dopasowane do szczególnych potrzeb żywieniowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Mleko następne Capricare ma delikatny smak, który bazuje na naturalnych walorach pełnego mleka koziego. Łagodne z natury - Mleko następne Capricare oparte na mleku kozim, to produkt łagodny z natury i dopasowany pod względem odżywczym dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Przebadane klinicznie - Produkty Capricare to efekt ponad 20-letnich badań nad zastosowaniem mleka koziego w żywieniu niemowląt. Światowy lider - Mleko Capricare jest produkowane przez Dairy Goat Co-operative, wynalazcę i światowego producenta produktów żywieniowych dla niemowląt opartych na mleku kozim. **Skład** Składniki: Pasteryzowane pełne mleko kozie, laktoza (z mleka), oleje roślinne (wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, przeciwutleniacze (lecytyna słonecznikowa, mieszanina tokoferoli)), pasteryzowane sproszkowane mleko kozie, sole mineralne (cytrynian wapnia, cytrynian sodu, wodorofosforan wapnia, wodorotlenek wapnia, siarczan żelazawy, chlorek potasu, siarczan cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), witaminy (kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, nikotynamid, octan retinolu, cholekalcyferol, D-pantotenan wapnia, filochinon, cyjanokobalamina, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, D-biotyna), chlorek choliny, L-tryptofan, L-izoleucyna, tauryna. **Zawartość** 400 g **Sposób użycia** Przygotuj butelkę tuż przed karmieniem dziecka. 1. Sterylizacja. Zawsze umyj ręce przed przygotowaniem butelki dla dziecka. Wysterylizuj wszystkie elementy butelki, gotując je lub korzystając ze specjalnego urządzenia do sterylizacji. Zagotuj świeżą wodę i pozostaw ją do ostudzenia (około 40-45°C). Wlej dokładnie odmierzoną ilość ostudzonej, przegotowanej wody do sterylnej butelki (zapoznaj się z Tabelą karmienia) 2. Odmierzenie. Jeśli korzystasz z miarki Capricare delikatnie napełnij ją proszkiem i wyrównaj poziom. Nie ubijaj i nie nabieraj czubatej miarki proszku. Dodaj wymaganą liczbę miarek do ostudzonej, przegotowanej wody. Zawsze dodawaj 1 miarkę proszku (4,3 g) na każde 30 ml wody. 3. Przygotowanie. Zamknij butelkę i potrząśnij nią energicznie do całkowitego rozpuszczenia proszku. 4. Sprawdzenie. Sprawdź temperaturę mleka, wylewając kilka kropli na swój nadgarstek.