

Podkład Tena Bed Plus 60 x 60 cm 5 sztuk



Cena: 12,70 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	5 sztuk
Postać	podkładki
Producent/ Dystrybutor	ESSITY POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Podkłady Tena Bed Plus 60 x 60 cm wykorzystywane są jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami, najczęściej razem z innymi produktami na nietrzymanie moczu, np. pieluchomajtkami. Podkłady Tena Bed Plus posiadają specjalny system mikrokanalików, który pozwala na szybsze rozprowadzenie moczu do stref chłonnych. Zabezpiecza przed zabrudzeniem, dzięki temu, że wchłania i zatrzymuje wewnątrz mocz. Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem moczu poza produkt. **Działanie** Tena Bed Plus to dwuczęściowy podkład chłonny. Specjalny system mikrokanalików pozwala na szybsze rozprowadzenie moczu do stref chłonnych. Zabezpiecza przed zabrudzeniem, dzięki temu, że wchłania i zatrzymuje wewnątrz mocz. Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem moczu poza produkt. Doskonałe zabezpieczenie – system mikrokanalików i stref chłonnych Secure Zone chroni przed zabrudzeniem prześcieradła lub materaca Neutralizacja nieprzyjemnego zapachu - dzięki zawartości superabsorbentu Komfort użytkowania – dzięki delikatnej, miękkiej powłoce ochronnej. **Sposób przechowywania** 15°C - 25°C **Sposób użycia** Tena Bed Plus jest wykorzystywany w różnych sytuacjach zarówno za dnia jak i w nocy: - Przeciekanie i incydentalne nietrzymanie moczu - Realizacja czynności higienicznych (np. zmiana pieluch, pieluchomajtek) - Realizacja czynności pielęgnacyjnych (np. mycie) - Wyjmij podkład chłonny z opakowania. Rozłóż podkład na łóżku, krześle lub wózku inwalidzkim. Zabrudzony wkład chłonny wyrzuć do kosza na śmieci. Położnictwo TENA Bed Plus to dwuczęściowy podkład chłonny.