

ELGYDIUM CLINIC TRIO COMPACT 000 szczoteczki



Cena: 20,83 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 op. (2 szt.)
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

ELGYDIUM Trio COMPACT ISO 000 - zestaw szczoteczek międzyzębowych do wąskich przestrzeni międzyzębowych 6 sztuk (0,6 mm) + 2 uchwyty. Specjalistyczne szczoteczki międzyzębowe Elgydium Trio Compact służą do usuwania płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc. Pozwalają jeszcze skuteczniej dbać o higienę jamy ustnej i profilaktykę próchnicy. Zestaw zawiera dwa uchwyty oraz 6 wymiennych końcówek w najmniejszym dostępnym rozmiarze 0,6 mm. Skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Szczoteczki ELGYDIUM Trio COMPACT ISO 000 służą do codziennej higieny jamy ustnej jako uzupełnienie tradycyjnego szczotkowania zębów. Za ich pomocą można precyzyjnie usuwać z wąskich i trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych pozostałości pokarmów oraz płytkę nazębną, z czym nie radzi sobie zwykła szczoteczka. Tak dokładne oczyszczanie jamy ustnej pomaga skutecznie zapobiegać próchnicy, chorobom przyzębia, a także dbać o świeży oddech. Zalety szczoteczek międzyzębowej Elgydium Clinic Trio Compact. Stosowanie na co dzień szczoteczek do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych Elgydium Clinic Trio Compact jest bardzo proste i wygodne, a także przynosi wymierne korzyści dla zdrowia zębów i dziąseł. Decydują o tym następujące cechy produktu: ergonomiczne uchwyty o antypoślizgowej obudowie, cienki rdzeń oraz elastyczne i długie włosie, które idealnie dopasowuje się do przestrzeni międzyzębowych i skutecznie dociera do najtrudniej dostępnych miejsc, nie podrażniając dziąseł, dwa kolory włókien o konkretnych funkcjach: czarne pomagają prawidłowo wprowadzić szczoteczkę w przestrzenie międzyzębowe i zobaczyć usuniętą płytkę nazębną, natomiast białe pozwalają wykryć ewentualne krwawienie dziąseł z powodu ich wrażliwości bądź nieprawidłowego użycia szczoteczek, praktyczna konstrukcja – w każdym z dwóch uchwytów umieszczone są 3 końcówki (w tym 2 wymienne znajdują się w trzonku), co ułatwia przechowywanie i transport szczoteczek. Skuteczna profilaktyka próchnicy wymaga dokładnego usuwania płytki bakteryjnej z całej jamy ustnej. Ponieważ najwięcej bakterii gromadzi się w przestrzeniach międzyzębowych, do których nie dociera włosie zwykłej szczoteczki, warto regularnie używać specjalnej szczoteczki Elgydium Clinic Trio Compact.