

## Eludril ORTHO Płyn do płukania jamy ustnej 500 ml



Cena: 26,19 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	500 ml
Postać	płyn
Producent/ Dystrybutor	PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Kosmetyk
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Eludril ORTHO płyn do płukania jamy ustnej dla osób z aparatem ortodontycznym 500 ml** Płyn Eludril ORTHO sprawdzi się do codziennego stosowania, szczególnie u osób noszących aparat ortodontyczny. Płyn ułatwia utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej. Zapobiega próchnicy i ogranicza odkładanie się płytki nazębnej. Wspiera zdrowie dziąseł i zapewnia długotrwałe uczucie świeżości. Zawarty w płynie Fluorinol to bardzo skuteczna postać fluoru, który wiąże się ze szkliwem w większym stopniu niż fluorki mineralne. Skutecznie wzmacnia i remineralizuje szkliwo zębów, co pomaga je chronić przed negatywnym działaniem kwasów. **Najważniejsze zalety i właściwości płynu Eludril ORTHO** - płyn działa remineralizująco i ogranicza odkładanie się nowej płytki nazębnej, dzięki temu pomaga utrzymać zdrowe zęby i dziąsła. - zapewnia ochronę przed dyskomfortem spowodowanym odkładaniem się płytki bakteryjnej. - fluorinol zapobiega próchnicy, wzmacnia szkliwo i przeciwdziała powstawaniu odwapnień wokół zamków aparatu. - półprzezroczysta formuła płynu nie barwi elementów aparatu ortodontycznego. - miętowy smak zapewnia długotrwałe uczucie świeżości. **Jak stosować płyn Eludril ORTHO?** Płyn jest gotowy do użycia. Nie trzeba go rozcieńczać. Płukać jamę ustną przez 30 sekund, 15 ml płynu. Najlepiej rano i wieczorem po umyciu zębów. Następnie wypluć. Nie połykać. Odpowiedni dla dzieci od 10 roku życia. **Skład** Water (Aqua), Glycerin, Propanediol, Xylitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Flavor (Aroma), Hydroxyacetophenone, Limonene, Nicotinyll Alcohol HF (Fluorinol), O-cymen-5-ol, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Sodium Saccharin. Zawartość fluoru: 400 ppm F-