

Opaska VAROLAST PLUS z pastą cynkową 10 cm x10 m



Cena: 64,57 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	1 sztuka
Postać	opaska elastyczna
Producent/ Dystrybutor	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

Opis produktu

Zastosowanie Varolast plus jest wysoce plastycznym, gotowym do użycia jednokierunkowo elastycznym bandażem impregnowanym pastą cynkową. Delikatna struktura materiału bandaża wraz z rozciągliwością pasty cynkowej dają stałe napięcie każdego obwoju zapewniając efektywną i komfortową terapię bez nadmiernego ucisku. Po założeniu Varolast plus ma zastosowanie przy dalszym leczeniu złamań oraz jako wsparcie dla więzadeł i aparatu stawowego. W terapii kompresyjnej do wywołania mocnego ucisku dając gotowy, półsztywny, oddychający opatrunek uciskowy spełniający wszystkie założenia terapii kompresyjnej. Ma zastosowanie po obliteracji żyłaków, przy ostrych i chronicznych żylnych obrzękach zastoinowych, w zakrzepowym zapaleniu żył, w przypadku owrzodzeń podudzia - w pierwszej fazie gojenia, gdy rana silnie sączy (w kombinacji z opatrunkiem PermaFoam, HydroTac, Zetuvit plus).

Charakterystyka - Opaska o rozciągliwości wzdłużnej 65% do bardzo silnego ucisku; - Daje niewielki ucisk w stanie spoczynku, natomiast znacznie wspomaga działanie pompy mięśniowej w trakcie ruchu wywołując pożądany efekt terapeutyczny w układzie żył głębokich; - Zapewnia trwałe działanie uciskowe również przy dłuższym noszeniu; - Przeznaczona dla pacjentów prowadzących aktywny tryb życia; - Dopasowuje się do zmian obwodu kończyny dolnej przy wycofywaniu się obrzęków, dlatego może pozostać założona do około 3 dni z wyjątkiem stanów ostrych, przebiegających z dużym obrzękiem; - Tkanina opaski to wiskoza i poliamid - bardzo dobrze przepuszcza powietrze, jest znakomicie tolerowana przez skórę; - Opaska do jednorazowego użytku.