

## Podkład Tena Bed Normal 60 x 90 cm 5 sztuk



Cena: 13,51 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Polska
Opakowanie	5 sztuk
Postać	podkładki
Producent/ Dystrybutor	ESSITY POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

Podkłady Tena Bed Normal wykorzystywane jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami, najczęściej razem z innymi produktami na nietrzymanie moczu, np. pieluchomajtkami. Podkład Tena Bed Normal ma powierzchnię wielkości 60x90 cm. Tena Bed Normal to dwuczęściowy, gładki podkład chłonny. Zabezpiecza przed zabrudzeniem, dzięki temu, że wchłania i zatrzymuje wewnątrz mocz. Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem moczu poza produkt. Tena Bed Normal jest wykorzystywany w różnych sytuacjach zarówno za dnia jak i w nocy: - przeciekanie i incydentalne nietrzymanie moczu- realizacja czynności higienicznych (np. zmiana pieluch, pieluchomajtek)- realizacja czynności pielęgnacyjnych (np. mycie), położnictwo. **Działanie** Tena Bed Plus to dwuczęściowy podkład chłonny. Specjalny system mikrokanalików pozwala na szybsze rozprowadzenie moczu do stref chłonnych. Zabezpiecza przed zabrudzeniem, dzięki temu, że wchłania i zatrzymuje wewnątrz mocz. Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem moczu poza produkt. Doskonałe zabezpieczenie – system mikrokanalików i stref chłonnych Secure Zone chroni przed zabrudzeniem prześcieradła lub materaca Neutralizacja nieprzyjemnego zapachu - dzięki zawartości superabsorbentu Komfort użytkowania – dzięki delikatnej, miękkiej powłoce ochronnej. **Sposób przechowywania** 15°C - 25°C **Sposób użycia**- Wyjmij podkład chłonny z opakowania.- Rozłóż podkład na łóżku, krześle lub wózku inwalidzkim.- Zabrudzony wkład chłonny wyrzuc do kosza na śmieci.