

## Dent-Box pudełko na protezy zębowe



Cena: 16,20 pln

### Opis słownikowy

Dawka	-
Kraj produkcji	Niemcy
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent/ Dystrybutor	PRIMED
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-
Wysyłka zamówienia	w 24 h

### Opis produktu

**Wskazania** Pudełko na protezy zębowe i aparaty ortodontyczne: do higienicznego przechowywania protez i aparatów ortodontycznych z sitkiem do łatwego czyszczenia i odkażania protez i aparatów wykonane z odpornego na pęknięcie polipropylenu możliwość sterylizacji do 130°C praktyczne, bezpieczne i elastyczne produkt posiada atest PZH **Działanie** Dzięki zastosowaniu praktycznego sitka czyszczenie protez jest łatwe i higieniczne. Proteza nie styka się bowiem bezpośrednio z tabletką czyszczącą. Sitko umożliwia ponadto dokładnie spłukać protezy pod bieżącą wodą bez dotykania jej rękoma, a następnie wyschnięcie. Proteza po umyciu i wysuszeniu przechowywana jest na sitku nakrytym przykrywką, zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami. **Sposób użycia** 1. Unieść sitko i do pudełka włożyć tabletkę czyszczącą. 2. Protezę należy położyć na sitku i włożyć do pudełka. 3. Pudełko napełnić ciepłą wodą tak, aby proteza w całości znajdowała się pod wodą. 4. Po oczyszczeniu protezy wyjąć ją razem z sitkiem z pudełka. 5. Dobrze spłukać pod bieżącą wodą. 6. Do umytego pudełka włożyć sitko z czystą protezą zębową i nakryć przykrywką.